

Qu'est-ce qu'une boucle auditive?

Comment fonctionnent les boucles auditives?

Les boucles auditives, aussi appelées boucles à induction, constituent une forme de système de sonorisation assistée qui envoie le son directement aux prothèses auditives ou aux implants cochléaires pourvus d'un phonocapteur, améliorant chez l'auditeur la clarté et la compréhension. Les boucles auditives font entendre clairement et sans distorsion la parole et le son dans des situations où la distance, le bruit de fond ou une mauvaise acoustique entravent l'audition par prothèses auditives ou implants cochléaires seuls. Pour transmettre le son, et ce, sur un champ magnétique, les boucles auditives se servent d'un amplificateur spécial et d'un fil de cuivre.

Tout appareil auditif phonocapteur à activation manuelle peut servir de récepteur sans fil dans la boucle. Les boucles auditives ont leur place dans des emplacements de toutes tailles : auditoriums, taxis ou ascenseurs.

Comment y accéder?

Demandez à votre audioprothésiste qui saura activer la fonction « T-Coil » (phonocapteur) de vos appareils auditifs ou de vos implants cochléaires. Sachez toutefois que les appareils auditifs ou les implants cochléaires ne sont pas tous dotés de cette fonction. Une fois que cette fonction est activée, vous pouvez accéder au réglage soit sur votre télécommande, soit sur l'application mobile, en changeant l'entrée de votre réglage habituel au phonocapteur.



Ce symbole fait savoir à tous qu'une pièce est mise en boucle, afin qu'on puisse mettre son appareil auditif en mode phonocapteur (ou mode « T »).
